

Инструкция по применению

Редакция 03.2021



Polacryl®

Порошок
полировальный

Назначение

Порошок Polacryl предназначен для зеркального полирования протезов из пластмассы.

Свойства

Порошок Polacryl изготовлена на основе абразивного, мелкодисперсного материала, содержит абразивные компоненты с размером частиц 30-50 мкм.

Способ применения

Порошок смешивают с необходимым количеством воды. Затем увлажненный порошок наносят на полировочный инструмент или полирующий носитель.


Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C.

После использования материал
плотно закрыть.

ЧП «Латус»

61010 г. Харьков
ул. Текстильная, 82
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua



**Только для
профессионального
использования**



Інструкція по застосуванню

Редакція 03.2021



Polacryl®

Порошок
полірувальний

Призначення

Порошок Polacryl призначений для дзеркального полірування протезів з пластмаси.

Властивості

Порошок Polacryl виготовлена на основі абразивного, дрібнодисперсного матеріалу, містить абразивні компоненти з розміром частинок 30-50 мкм.

Спосіб застосування

Порошок змішують з необхідною кількістю води. Потім зволожений порошок наносять на полірувальний інструмент або поліруючий носій.


Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C.

Після використання матеріал
щільно закрити.

ПП «Латус»

61010 м. Харків
вул. Текстильна, 82
тел. + 380577332697
www.latus.com.ua



**Тільки для
професійного
використання**

