

ЗГІДНО
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Держпродспоживслужби
від 07.03.2017 № 602-123-20-1/5270

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «Бланідас»

Красько О.О.

«БЛАНІДАС»

«03» жовтня 2019 р.

№4

Інструкція

щодо застосування рідкого мила для професійного очищення шкіри
«Бланідас Софт» («Blanidas Soft»)

Ця інструкція визначає умови застосування рідкого мила «Бланідас Софт» («Blanidas® Soft»), виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001) з метою професійного очищення шкіри.

1. Загальні положення

1.1. Рідке мило «Бланідас Софт» («Blanidas®Soft») – представляє собою готовий до використання засіб, який містить композицію поверхнево-активних речовин, компоненти догляду за шкірою, в тому числі гліцерин, диетаноламід жиринокислот кокосової олії, воду очищену. «Бланідас Софт» має відповідний шкірі рН, утворює легку піну, не містить барвників, вапняних та лужних компонентів. М'яко і ефективно очищує шкіру, не порушує фізіологічний баланс шкіри, захищає шкіру від знежирення і зневоднення.

1.2. Рідке мило «Бланідас Софт» гіпоалергенне без ароматизаторів.

2. Умови використання

2.1. Засіб рекомендується до використання в медичних закладах, на підприємствах харчопереробної та інших галузей промисловості, в закладах громадського харчування і торгівлі, на об'єктах комунально-побутового обслуговування в дитячих дошкільних, учбових закладах та інших установах для дотримання належної гігієни рук і тіла.

2.2. Рідке мило «Бланідас Софт» призначене для щоденного миття рук, перед хірургічною і після гігієнічної дезінфекції рук, для загального миття тіла та голови і приймання ванни. Рекомендується для частого використання.

2.3. Застосування: на змочену шкіру рук, тіла або волосся нанести порцію мила «Бланідас Софт», втирати протягом 15 сек. Змити і висушити шкіру/волосся.

3. Пакування, транспортування, зберігання засобу

3.1. Засіб фасується у флаконах по 500 мл (в коробці по 15 шт.), флаконах по 1000 мл з дозуючим носиком та настінним кріпленням для зручного використання (в коробці по 8 шт.), каністрах місткістю 5 л (по 2 шт. в коробці).

3.2. Перевозять засіб «Бланідас Софт» всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

3.3. Засіб зберігають в пакуванні виробника у вертикальному положенні при температурі від +5 до +30°C. Гарантійний термін зберігання - 36 місяців з дати виготовлення. При транспортуванні і зберіганні не допускати ударів, механічних пошкоджень і утворення тріщин полімерної тари.

Дата останнього перегляду

Інженер з якості

ТОВ «Бланідас»

Плахотнюк М.О.

«03» жовтня 2019 р.